

## BAGNO MARIA TERMOSTATICO DIGITALE



Bagno maria termostatico a controllo digitale anno di produzione 2016 perfettamente funzionante.

Temperatura impostabile con display digitale, sonda esterna in acciaio inox.

Il bagno maria può funzionare con acqua o olio in funzione delle temperature da raggiungere, ed è munito inoltre di un piano forellinato estraibile ove poter appoggiare il contenitore che può essere bloccato con i due supporti laterali in caso lo si debba inserire sotto un miscelatore ad asta

Garanzia integrale