

## BAGNIMARIA ELETTRICI PER FARMACOPEA

### SET BAGNO MARIA ELETTRICO ECONOMY



Il set bagnomaria è uno strumento indispensabile ed obbligatorio nei laboratori e nelle farmacie nel rispetto della **tabella 6 della farmacopea**.

Il set raffigurato è composto da una piastra elettrica riscaldante con regolazione, un contenitore in acciaio inox, un piano interno forellinato di appoggio, N° 1 anello ferma becher, un supporto a clip per inserire un termometro per misurare la temperatura dell'acqua o del prodotto, ed un termometro da -10 a +110° in versione ecologica senza mercurio.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Componenti del set tutti realizzati in acciaio inox aisi 304

Alimentazione 230 Volt 50 Hz

Potenza 500 Watt

#### Dimensioni:

Max ingombro esterno L x P x H cm 16 x 16 x 14

Contenitore diametro cm 14 x altezza cm 7

Dimensioni utili per inserimento becher con piano forellinato inserito diametro cm 12 x altezza cm 4

Peso totale Kg 3,0

**NB: IL COLORE DELLE PIASTRE RISCALDANTI RAFFIGURATE È SOLTANTO INDICATIVO MA PUÒ VARIARE BIANCO O NERO IN FUNZIONE DELL'APPROVIGIONAMENTO**